

Gebrauchsanweisung
BIOLAN®
(0,15 % Natriumhyaluronat)

Augentropfen

BESCHREIBUNG

BIOLAN® ist ein steriler, konservierungsmittelfreier, viskoelastischer, klarer Schutzfilm für die Hornhaut. Es besteht ausschließlich aus natürlichen, biologischen Substanzen. **BIOLAN®** schützt und befeuchtet die Augenoberfläche und macht sie gleitfähig. Dadurch bewirkt es lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden im Zusammenhang mit • mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge, • bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch oder • bei Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.

ANWENDUNG

Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis vom Riegel ab. Vergewissern Sie sich, daß jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie die Verschlusskappe des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen). Geben Sie ein oder zwei Tropfen in jedes Auge.

Wenn Sie anhaltende Probleme haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Augenarzt!

ZUSAMMENSETZUNG

0,15 % Natriumhyaluronat, Natriumchlorid, Natriumhydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser.

PACKUNGSGRÖSSE

Verkaufseinheit: Ein-Dosis-Behältnisse,
20 x 0,35 ml
60 x 0,35 ml

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

• Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis • Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren • Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt der Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses vermeiden.
• Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da **BIOLAN®** keine Konservierungsmittel enthält, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden • Nicht zusammen mit Arzneimitteln am äußeren Auge verwenden • Nicht an infizierten Augen anwenden • Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist • Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.

LAGERUNG

Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen.

Chargennummer  und Verfallsdatum  auf dem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.

STERILE 

Hersteller:
Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3
92551 Stulln
Deutschland

Vertrieb in Deutschland:
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Finnland
Ansprechpartner:
Santen GmbH
Industriestrasse 1
82110 Germering
Deutschland

Art.-Nr. 22.0089.04

CE 0483

Instructions for use
BIOLAN®
(0.15 % sodium hyaluronate)

Eye drops

DESCRIPTION

BIOLAN® is a sterile, preservative-free, elastoviscous, clear corneal shield. It consists only of natural biological substances. **BIOLAN®** protects, moistens and lubricates the surface of the eye for prolonged relief of discomfort associated with • mechanical stress, e. g. during wearing of hard or soft contact lenses, or during ophthalmic diagnostic procedures • environmental stress, e. g. induced by air conditioning, wind, coldness, dryness or air polluted by cigarette smoke for example • visual stress from intensive viewing, e. g. at computer terminals, microscopes or during prolonged operation of motor vehicles.

APPLICATION

Detach one unit dose container. Make sure that the unit dose container is not damaged. Twist off protective cap (do not pull). Apply one or two drops to each eye or to inner surface of the contact lens. If you experience permanent discomfort, please consult your ophthalmologist!

COMPOSITION

0.15 % sodium hyaluronate, sodium chloride, sodium phosphate monobasic, sodium phosphate dibasic, purified water.

PACKAGE SIZE

Commercial unit: Unit dose containers,
20 x 0.35 ml
60 x 0.35 ml

PRECAUTIONS AND WARNINGS

• Do not use the product if unit dose container is damaged • Do not touch the eye with the unit dose container • Do not allow any contact between the opening of the unit dose container and other surfaces to avoid risk of contamination.
• For single use only; as **BIOLAN®** does not contain preservatives, any solution not used immediately after opening should be discarded • Do not use the product together with topical ophthalmic drugs • Do not use in infected eyes • Temporary blurring for a brief period may be experienced after application; avoid driving, operating machinery and wait until normal vision is restored • Do not use the eye drops beyond the expiry date which you can find on each unit dose container.

STORAGE

Store at 2 °C to 25 °C. Do not freeze.

Lotnumber  and date of expiry  imprinted on each unit dose container

STERILE 

Manufacturer:
Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3
92551 Stulln
Germany

Distribution in Germany:
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere,
Finland
Contact:
Santen GmbH
Industriestrasse 1
82110 Germering
Germany

CE 0483