

Lomatuell® H

Salbentüll, hydrofob
Tulle gras vaseline, hydrophobe
Paraffin Gauze Dressing, hydrophobic
Tül vaseline, hidrofób
Compressa de gaze vaselinată, hidrofóbă
Tulle idrorepellente da unguento
Salbentüül, hydrofob
Salvetül, hydrofob
Salkvõõrs, vattenavvisande
Tyl si masti, hydrofobni
Kenőcsőtűl, víztaszító
Мазевая повязка, гидрофобная
Tül z masťou, hydrofobový
凡士林纱布贴料, 防水性

Gebruiksaanwijzing
Zusammensetzung: Gittertüll aus 100 % Baumwolle, imprägniert mit einer Hydrophob (wasserabweisenden) Salbengrundlage (Vaseline nach Ph. Eur.)
Anwendung: Lomatuell® H wird zur Verwundung von Hautverletzungen, Ulcus cruris, Decubitus, Wundnarben, Schnittwunden und Schürfwunden eingesetzt.
Geopnemening: Bisher keine bekannt.
Nebeuwering: Bisher keine Nebenwirkungen bekannt.
Wechselriekup: Bisher keine bekannt.
Doosung en Art der Verwundung: Lomatuell® H sollte nach Verfestigung und Absorption der Vaseline entfernt werden. In der Regel dauert dieser Effekt etwa 1-3 Tage.
Besonderer Hinweis: Lomatuell® H sollte nicht über 25 °C gelagert werden. Lomatuell® H Salbentulle sind sterilt, solange die Packung versiegt bleibt. Nicht autostereilisieren.

Verbandwechselintervall: Lomatuell® H sollte nach Verfestigung und Absorption der Vaseline entfernt werden. In der Regel dauert dieser Effekt etwa 1-3 Tage.

Besonderer Hinweis: Lomatuell® H sollte nicht über 25 °C gelagert werden. Lomatuell® H Salbentulle sind sterilt, solange die Packung versiegt bleibt. Nicht autostereilisieren.

Art.-Nr.	PZN-Nr.	Abmessung	Kartoninhalt
23314	859 491 3	5 x 5 cm	10 Stück
23315	327 562 2	10 x 10 cm	10 Stück
23316	327 561 9	10 x 20 cm	10 Stück
23317	327 562 5	10 x 30 cm	10 Stück
23318	327 563 0	10 x 10 cm	50 Stück

Mode d'emploi
Composition : Tulle grille treçue à larges mailles, 100 % coton, imprégné d'une base de pommade hydrophobe (hydrofobisante) (vaseline selon Ph. Eur.)
Indications : Lomatuell® H s'utilise pour le soin des zones de préférentiels cutanés, des ulcères de jambe, des escarres, des brûlures et des plaies par coupure ou par frottement.
Contre-indications : Aucune connue à ce jour.
Effets indésirables : Pas d'effets indésirables connus à ce jour.
Interactions : Aucune connue à ce jour.
Posologie et mode d'emploi : Avant application du tulle gras, nettoyer la plaie de la manière habituelle.

Poser ensuite Lomatuell® H sur la plaie en laissant déborder d'environ 1 cm. En cas d'écoulement important, recouvrir d'un bandage humidement absorbant (par ex. Vivazell®), si l'écoulement est faible à modéré, une compresse de gaze ou de non-tissé suffit (par ex. compresse Sani® ou Vivazell®).
Afin d'éviter au niveau de la plaie un milieu chaud et humide tout en assurant la protection contre les germes et bactéries de l'extérieur, le pansement peut être fixé à l'aide d'un film de PU (par ex. Suprasorb® P). Pour connaître ses indications, il est conseillé d'opter de préférence pour des matériaux de fixation perméables à l'air (par ex. Curefit® H).
Intervalle de renouvellement du pansement : Lomatuell® H doit être retiré après fixation ou absorption de la vaseline. Le durée approximative de cet effet est en général de 1 à 3 jours.
Recommandations particulières : Ne pas stocker à une température supérieure à 25 °C. La stabilité du tulle gras Lomatuell® H est garantie aussi longtemps que son conditionnement reste intact. Ne pas restreindre.

Art. n°	Dimensions	Contenu du carton
23314	5 x 5 cm	10 unités
23315	10 x 10 cm	10 unités
23316	10 x 20 cm	10 unités
23317	10 x 30 cm	10 unités
23318	10 x 10 cm	50 unités

Instructions for use
Composition: Knitted, wide-mesh, net-like tulle produced from 100 % cotton, impregnated with a hydrophobic (water-resistant) ointment base (white petrolatum [Ph. Eur.]).
Indications: Lomatuell® H is used for the treatment of skin donor sites, leg ulcers, decubitus ulcers, burns, cuts, abrasions.
Contraindications: Contraindications have not been observed.
Side effects: Side effects have not been observed.
Interactions with other preparations: Interactions have not been observed.
Dosage and instructions for use: Prior to application, the wound should be cleaned as usual. Lomatuell® H should then be applied overlapping the wound edges by approximately 1 cm, with healthy surrounding skin. A high absorbency dressing should be applied on top (e.g. Vivazell®), with moderately to slightly fibrous tissue, or a non-woven dressing (e.g. Sani® or Vivazell®) will be sufficient. To assist a moist warm wound environment and to protect the wound against germs and bacteria from the outside, the dressing can be secured with a semi-permeable film (e.g. Suprasorb® P). On infected wounds, only a permeable dressing, repellent materials should be used (e.g. Curefit® H).
Dressing change: After application and absorption of the Vaseline (Paraffin), Lomatuell® H should be removed. As a rule, this effect lasts approximately 1-3 days.
Important information! Lomatuell® H should not be stored above 25 °C. Lomatuell® H Paraffin Gauze Dressing are sterile, unless the package is opened or damaged. Do not restreinte.

Presentación:

Pacifier Code	Sizes	Contents per box
23314	5 x 5 cm	10 pieces
23315	10 x 10 cm	10 pieces
23316	10 x 20 cm	10 pieces
23317	10 x 30 cm	10 pieces
23318	10 x 10 cm	50 pieces

Instrucciones para el uso
Composición: Tulle de malla tejida, de malia arada, al 100 % en algodón, impregnado con una base pomada hidrofóbica (vaselina según Ph. Eur.).
Aplicación: Lomatuell® H se utiliza para el cuidado de sitios de extracción de injertos, úlceras venozas, decúbitos, quemaduras, cortes y escoriaciones.
Contraindicaciones: No se conocen hasta ahora.
Efectos secundarios: Hasta ahora no se conocen efectos secundarios.
Interacciones: No se conocen hasta ahora.
Distribución y modo de aplicación: Antes de la aplicación se debe proceder a la limpieza habitual de la herida. A continuación se aplica el Lomatuell® H cubriéndola, superponiendo de 1 cm aproximadamente. En heridas de intensa exudación, se aplica encima adicionalmente una compresa altamente absorbente (p.ej. Vivazell®), en heridas de exudación leve o débil basta una compresa de gaze o de no tejido (p.ej. compresas Sani® o Vivazell®). Para evitar un ambiente húmedo para la herida y proteger la herida contra bacterias y bacterias, estos productos de sellado de la herida se pueden fijar con una película de PU (p.ej. Suprasorb® P). En caso de contusiones e infecciones, la fijación solamente debe realizarse con material permeable al aire (p.ej. Curefit® H).
Intervalo de cambio del vendaje: Después de haberse limado y absorbido la vaselina, el Lomatuell® H debe ser retirado. Por regla general, este efecto dura unos 1 - 3 días.
Observación importante: El Lomatuell® H debe ser almacenado a menos de 25 °C. Los tules grasos Lomatuell® H son estériles mientras no se haya abierto el empaque. No debe ser restreintado.

Art. n°	Medidas	Contenido de la caja
23314	5 x 5 cm	10 unidades
23315	10 x 10 cm	10 unidades
23316	10 x 20 cm	10 unidades
23317	10 x 30 cm	10 unidades
23318	10 x 10 cm	50 unidades

Unidades e instrucciones for use
Composição: Fios de malha larga, 100 % algodão, impregnada, com um unguento base hidrofóbico (Vaseline Ph. Eur.).
Indicações: A compressa Lomatuell® H está indicada para tratamento de locais de eventos de pele, úlceras de perna, úlceras de decúbito, queimaduras, cortes e escoriações.

Contre-indications: Nào se observaram quaisquer contra-indicações.
Efeitos secundários: Não se observaram quaisquer efeitos secundários.
Interações com outros preparados: Não foram observadas quaisquer interações.
Dosagem e instruções para uso: Antes da aplicação, a ferida deve ser limpa como habitualmente. A compressa Lomatuell® H pode então ser aplicada, tendo em atenção que cada aplicação se faz de forma não sobreposta 1 cm. Em feridas fortemente exudativas, devemos sobrepor uma compressa de alta absorção (como Vivazell®). Com feridas moderadamente exudativas, uma compressa de gaze ou uma não-tecido (como Sani® ou Vivazell®) basta, desde que a ferida seja protegida em ambiente quente e húmido com uma película de fixação de gaze ou bacteriana de exterior, a compressa deve ser fixada com uma película impermeável ao vapor (como Suprasorb® P). Em feridas infectadas devem ser usados materiais da fixação permeáveis ao ar (como Curefit® H).
Mudança de compressa: Após a aplicação e absorção da Vaseline (Parafina), a compressa Lomatuell® H deve ser retirada. Regra geral, esta aplicação dura 1 a 3 dias.
Informação importante: A compressa Lomatuell® H deve ser armazenada a uma temperatura ambiente abaixo de 25 °C. As compressas de gaze vaselinada Lomatuell® H são esterilizadas individualmente e estão permanentemente empacotadas e embaladas para ser abertos e descartadas. Não restreitar.

Art. n°	Medidas	Contenido de la caja
23314	5 x 5 cm	10 unidades
23315	10 x 10 cm	10 unidades
23316	10 x 20 cm	10 unidades
23317	10 x 30 cm	10 unidades
23318	10 x 10 cm	50 unidades

Unidades e instruções for use
Composição: Fios de algodão 100 % a malha larga impregnada de um strato di parafina (Vaseline) (Vaseline Ph. Eur.).
Indicações: A compressa Lomatuell® H está indicada para tratamento de locais de eventos de pele, úlceras de perna, úlceras de decúbito, queimaduras, cortes e escoriações.
Efeitos colaterais: Nenhum.
Interações: Nenhuma.
Posologia: Pulve bene la parte della ferita, dopodiché applicare Lomatuell® H sulla ferita in modo che i bordi della ferita siano coperti per almeno 1 cm. In caso di essudato particolarmente abbondante viene suggerita un'ulteriore medicazione altamente assorbente (p.e. Vivazell®). In caso di ferita poco esudativa basta applicare una compressa di gaza o a tre ides Vivazell®). Per favorire l'ambiente umido creato e non permettere la penetrazione di batteri esterni è bene applicare la medicazione con un materiale permeabile all'aria (come Curefit® H).

Confezione:

Art.-Nr.	Mauro	Conteúdo
23314	5 x 5 cm	10 pz.
23315	10 x 10 cm	10 pz.
23316	10 x 20 cm	10 pz.
23317	10 x 30 cm	10 pz.
23318	10 x 10 cm	50 pz.

Gebruiksaanwijzing
Samenvatting: Gevoeren, wijdmondig gaas van 100 % katoen, geïmpregneerd met hydrofobe vesteringszonde (Vaseline Ph. Eur.).
Gebruik: Lomatuell® H wordt gebruikt bij huidtraumata, ulcus cruris, decubitus, brandwonden, wondranden en schürwonden.
Contra-indicaties: Tot op heden niet bekend.
Bijwerkingen: Niet bekend.
Wisselverking: Niet bekend.
Doosing en toepassing: Voor het opleggen moet de wond gereinigd worden. Daarna komt u Lomatuell® H gebruiken met 1 cm overlap over de wondrand. Bij sterk exuberend worden kunt u een sterk absorberend verband op de Lomatuell® H plaatsen (Vivazell®). Bij matig exuberend worden kunt u een gaza of non-voetend kompres over de Lomatuell® plaatsen (Sani® of Vivazell® Kompressen). Als een warm voorfilm aan het wondrand is, moet het wondrand met een film van gaza of bacteriële afdekking van de wondrand (bijvoorbeeld Suprasorb® P). Bij geïnfecteerde wonden is een luchtdoorlatend heest mogelijk (zoals Curefit®).

Art.-Nr.	Medidas	Contenido de la caja
23314	5 x 5 cm	10 unidades
23315	10 x 10 cm	10 unidades
23316	10 x 20 cm	10 unidades
23317	10 x 30 cm	10 unidades
23318	10 x 10 cm	50 unidades

Verbandwisseling: Lomatuell® H moet na het verwijderen en absorptie van de vaseline verwijderd worden. Meestal is dit na 1 - 3 dagen.
Bijzonderheden: Lomatuell® H moet boven 25 °C bewaren. Zolang de verpakking niet is beschadigd, is Lomatuell® H steriel. Niet restreint worden.
Assortment:

Art.-Nr.	afmeting	Inhoud
23314	5 x 5 cm	10 stuks
23315	10 x 10 cm	10 stuks
23316	10 x 20 cm	10 stuks
23317	10 x 30 cm	10 stuks
23318	10 x 10 cm	50 stuks



Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, D-65779 Hepsigdorf



