

durimplant

Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de

Bezeichnung

durimplant

Implantat-Pflege-Gel

Lang anhaltender Schutz des Zahnimplantats durch wirksame Zahnfleischpflege

Bestandteile

PARAFFINUM LIQUIDUM, HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE, POLYETHYLENE, SILICA, ALLANTOIN, SALVIA LAVANDULIFOLIA, MENTHA PIPERITA, THYMOL, AQUA, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, CHLORHEXIDINE DIACETATE, ASPARTAME, LINALOOL, LIMONEN.

Enthält eine Phenylalaninquelle.

Anwendungsgebiete und Eigenschaften

durimplant dient zur Pflege von Zahnfleisch und Mundschleimhaut sowie zur Vorbeugung von Entzündungen in der Umgebung von Zahnimplantaten (z. B. Periimplantitis). Das viskose, standfeste Gel haftet sehr gut auf Zahnfleisch und Mundschleimhaut. Nach dem Auftragen auf das Gewebe - beispielsweise um neue Zahnimplantate - bildet es eine dünne, weiche Schutzschicht, die Salbei und Allantoin enthält. *durimplant* ist wasserabweisend und verbleibt somit leicht auf dem Gewebe. Zahnfleisch und Mundschleimhaut werden gepflegt. Einer Entzündung wird vorgebeugt. *durimplant* kann bei allen leichten Entzündungen, Irritationen und Druckstellen im Mund- und Rachenraum zur Unterstützung der Wundheilung und Geweberegeneration sowie dem Schutz vor chemischen und mechanischen Reizen eingesetzt werden.

Art der Anwendung

In der Zahnarztpraxis:

Das viskose Gel in der benötigten Menge rund um das Implantat auf das leicht feuchte Zahnfleisch oder auf die zu behandelnde Stelle mit einem geeigneten Instrument (z.B. Einbüschel-Bürsten von TePe: Compact Tuft, PZN 2745224 oder Interspace x-weich, PZN 8864007) in dünner Schicht auftragen. Das Gel kann bei Bedarf auch etwas intensiver in das Zahnfleisch / die Mundschleimhaut einmassiert werden.

Zu Hause und unterwegs:

Das Gel auf die saubere Fingerkuppe, ein Wattestäbchen oder ein anderes geeignetes Instrument (z.B. Einbüschel-Bürsten von TePe: Compact Tuft, PZN 2745224 oder Interspace x-weich, PZN 8864007) in etwa linsen- bis erbsengroßer Menge aufbringen und danach auf das feuchte Zahnfleisch um das Implantat herum oder auf die zu behandelnde Stelle auftragen. Anschließend kann die Oberfläche noch leicht mit dem speichelfeuchten Finger geglättet und angepasst oder das Gel in das Zahnfleisch / die Mundschleimhaut einmassiert werden.

Zur Zahnfleischpflege einmal täglich nach dem letzten Zähneputzen auftragen. Bei Bedarf kann *durimplant* in Absprache mit der behandelnden Zahnarztpraxis auch mehrmals täglich angewandt werden.

Haltbarkeit

Das Produkt sollte nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr angewendet werden.

Darreichungsform und Packungsgrößen

10 ml Tube

PZN: 4999590

Weitere Informationen über www.durimplant.com

Manufacturer

lege artis Pharma GmbH + Co KG
P. O. Box 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telephone +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de

Name of product

durimplant
Implant care gel
Prolonged protection of dental implants with effective gingival care

Ingredients

PARAFFINUM LIQUIDUM, HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE, POLYETHYLENE, SILICA, ALLANTOIN, SALVIA LAVANDULIFOLIA, MENTHA PIPERITA, THYMOL, AQUA, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, CHLORHEXIDINE DIACETATE, ASPARTAME, LINALOOL, LIMONEN.
Contains a source of phenylalanine.

Uses and Properties

durimplant is used to care for the gums and oral mucosa and to prevent inflammation in the vicinity of dental implants (e.g. peri-implantitis).

The viscous, stable gel adheres very well to the gingiva and oral mucosa. After being applied to the tissue – for example, around new dental implants – it forms a thin, soft protective layer containing sage and allantoin. *durimplant* is not easily washed off the tissue as it is water-repellent. It cares for gingiva and oral mucosa and prevents inflammation. *durimplant* can also be used for all other forms of mild inflammation, irritation and pressure points in the mouth and throat area in order to aid wound healing and tissue regeneration as well as protect against chemical and mechanical irritants.

Application

In the dental practice:

Apply a thin layer of the required quantity of the viscous gel to the slightly moist gingiva around an implant or to the area to be treated, using a suitable instrument (e.g. single-tufted brushes from TePe: Compact Tuft, PZN* 2745224 or Interspace x-soft, PZN* 8864007). The gel can also be rubbed more deeply into the gingiva / oral mucosa, if necessary.

At home and when travelling:

Place a pea-sized quantity of gel onto a clean finger-tip, a cotton bud or some other suitable instrument (e.g. single-tufted TePe brushes: Compact Tuft, PZN* 2745224 or Interspace x-soft, PZN* 8864007), then apply to the moist gum area around the implant or to the area to be treated. The surface can then be smoothed and shaped gently with a finger moistened with saliva or the gel can be rubbed into the gums / oral mucosa.

For gingival care it should be applied once a day after the last cleaning of the teeth. As required *durimplant* can be applied several times a day, in consultation with your dental practice

Shelf life

The product should not be used beyond the date of minimum durability.

Dosage form and pack sizes

10 ml tube
PZN* 4999590

*PZN = German product code: Central Pharma Number

Further information available at www.durimplant.com