

SE Bruksanvisning

1. Sätt mellanrumsborsten i öppningen mellan tänderna med spetsen snett mot tandkötet. Skjut försiktigt in ungefär halva borsten med rätt ingångsvinkel. (Ingångsvinkeln är individuell för varje tandmellanrum.)
2. Vinkla greppet något mot tandkötet, utan att skjuta borsten längre in.
3. Skjut sedan noggrant in borsten i samma vinkel och dra ut den igen. Färdigt! Du kan se anvisningen på film på www.curaprox.com. Viktigt: Tvinga inte in borsten i mellanrummen – det kan orsaka skador.

DK Brugsvejledning

1. Anbring ID-borsten ved indgangen til mellemrummet mellem tænderne, stil den med spidsen skråt i forhold til tandkødet, og skub den forsigtigt ca. halvt ind med den korrekte indføringsvinkel (indføringsvinklen er individuel for hvert enkelt interdentalrum).
2. Vip grebet lidt i forhold til tandkødet uden at skubbe børsten længere frem.
3. Skub derefter omhyggeligt børsten ind i samme vinkel, og træk den ud igen. Færdigt! Se vejledningen som film på adressen www.curaprox.com. Viktigt: For at undgå skader må børsten ikke presses ind i for små mellemrum.

HU Használati utasítás

1. Igazítsa a keféet a fogköz széléhez úgy, hogy a kefe csúcsa férdén az így felé mutasson. Ezután tolja be a keféet óvatosan, a megfelelő szögben, a fogköz feléig. (A kefe betolási szöge minden fogköz esetén eltérő.)
2. Ezután döntse meg a kefe nyelét az így irányába úgy, hogy közben ne tolja mélyebbre a keféet.
3. A keféet, miután megdöntötte, ugyanabban a szögben tolja be mélyebbre, majd húzza ki a fogközből. Kész! Az útmutatót filmként megtekintheti a www.curaprox.com honlapon. Fontos: A sérülések elkerülése érdekében soha ne erőltesse a keféet a szűk fogközökbe.


ES Instrucciones de uso

1. Colocar el cepillo ID en la entrada del espacio interdental, con la punta inclinada hacia la encía, e introducirlo cuidadosamente hasta la mitad, con el ángulo de penetración correcto. (El ángulo de penetración es diferente en cada espacio interdental).
2. Sin introducir más el cepillo, levantar un poco el mango hacia la encía.
3. A continuación, introducir cuidadosamente el cepillo en el mismo ángulo y volver a extraerlo. ¡Esto es todo! Puede ver la película que muestra el uso del cepillo, en www.curaprox.com. Importante: No fuerce el cepillo en los espacios interdentales, ya que podría lesionarse.

CURADEN SWISS

LEADING ORAL CARE PEOPLE

CPS PRIME



International Headquarters:
CH-6011 Kriens: Curaden AG, Postfach 1063, info@curaden.ch

Local Headquarters:
DE-76297 Stutensee: Curaden AG (Schweiz), Industriestrasse 4
IT-21047 Saronno: Curaden Healthcare, Via B. Larino, 42
GB-Kimbolton, Cambs, PE 28 0NJ: Curaprox UK, Unit 11 Harward Industrial Estate
AUS-5061 Hyde Park SA: Curaden Swiss, 32 Commercial Road
SK-82107 Bratislava: Curaden Slovakia s.r.o., Dvojkřížna 47
CZ-130 00 Praha 3: Curaden EEC s.r.o., Bořivojova 35/878
SI-2204 Miklavž na Dr. p.: Flegis, d.o.o., UL. Mlad. brig. 54 (uvoznik), dobavitelj: Curaden AG, CH
DK-7100 Vejle: Curaden Scandic ApS, Havneparken 2
HU-1027 Budapest: Sager Dental Kft., Fekete Sas utca 2
PL-50032 Wrocław: Indent, ul. G. Zapolskiej 1/201
ES-46004 Valencia: Curaden Swiss S.L. C/Pizarro 21-4
BG-1421 София: Булдент ЕУЛДЕНТ ООД, кв. Лозенец, ул. Милин камък, тел: (02)8652707
All worldwide agents: www.curaprox.com



CURAPROX

SWISS PREMIUM ORAL CARE

LS 631

XX-FINE «HAND HELD»

Interdental-Bürsten 8 x

Interdental brushes

Brossettes interdentaires


Scovolini interdentali

Mezizubné kefy

Mezizubní Kartáčky

Mezobne ščetke

Cepillos de espacio interdental




Ideal for spaces 1,1 – 2,9 mm Ø max. extension



OPEN

CURAPROX® LS 631 «hand held»



CH DE Gebrauchsanleitung

1. ID-Bürste an den Eingang des Interdentalraumes setzen, mit der Spitze schräg zum Zahnfleisch stellen, behutsam mit dem richtigen Einführungswinkel etwa bis zur Hälfte einschieben. (Einführungswinkel ist bei jedem ID-Raum individuell.)
2. Ohne die Bürste weiter vorzuschieben, den Griff etwas zum Zahnfleisch kippen.
3. Anschließend die Bürste im gleichen Winkel sorgfältig einschieben und wieder herausziehen. Fertig! Sehen Sie diese Anleitung als Film unter www.curaprox.com. Wichtig: Wegen Verletzungsgefahr nicht in Zwischenräume zwängen.

GB Instruction for use

1. Place the interdental brush at the edge of the interdental space with the tip at an angle to the gums. Carefully insert about half the

brush using the correct insertion angle. (The insertion angle is different for every interdental space.)

2. Without inserting the brush any further, tip the handle slightly towards the gums.
3. Then, carefully insert the brush at the same angle and remove it again. Finished! See these instructions as a film on www.curaprox.com. Important: To prevent injuries, never force into narrow spaces.

FR Instructions d'utilisation

1. Placer la brosse interdentaire à l'entrée de l'espace interdentaire, avec la pointe en biais vers la gencive. L'introduire doucement à l'angle approprié jusqu'à la moitié environ. (L'angle d'introduction est différent pour chaque espace interdentaire.)
2. Sans avancer davantage, positionner le manche un peu plus près de la gencive.
3. Finalement, introduire soigneusement la brosse au même angle et la ressortir. C'est tout! Visionnez une vidéo de ces instructions sous www.curaprox.com. Important: Pour éviter les blessures: ne jamais forcer entre les espaces dentaires.

IT Modalità d'uso

1. Posizionare lo scovolino all'entrata dello spazio interdentale, con la punta obliqua rispetto alla gengiva e inserirlo delicatamente per circa metà della lunghezza, rispettando l'angolazione corretta (questa varia da uno spazio interdentale all'altro).
2. Senza spingere in avanti lo scovolino, ruotare leggermente l'impugnatura verso la gengiva.
3. Per finire inserire delicatamente lo scovolino, mantenendo la stessa angolazione e quindi estrarlo. Fatto! Queste istruzioni sono disponibili in forma di video sul sito www.curaprox.com. Importante: Non forzare mai negli spazi interdentali.

SK Návod na použitie:

1. Medzizubnú kefku priložte špičkou ku vchodu do medzizubného priestoru, šikmo k d'asnám. Pod správnym zavádzacím uhlom (najmenší možný odpor) ju asi z polovice zasuňte do medzizubného priestoru. (Zavádzací uhol je u každého medzizubného priestoru individuálny).
2. Kefku d'alej neposúvajte, rukoväť mierne natočte k d'asnám.
3. Potom kefku pod rovnakým uhlom opatrne zasuňte a zase vytiahnite.

Hotovo! Tento návod si môžete pozrieť ako film na stránkach www.curaprox.com. Dôležité: Nepretláčajte plastové špáradlo cez medzizubný priestor silou, môže dôjsť k poraneniu.

CZ Návod k používání:

1. Mezzizubní kartáček přiložte špičkou ke vchodu do mezzizubního prostoru, šikmo k dásni. Pod správným zaváděcím úhlem (nejmenší možný odpor) jej asi z poloviny opatrně zasuňte do mezzizubního prostoru. (Zaváděcí úhel je u každého mezzizubního prostoru individuální.)
2. Kartáček dále neposouvajte, rukojeť mírně natočte k dásni.
3. Poté kartáček pod stejným úhlem opatrně zasuňte a zase vytáhněte. Hotovo! Tento návod si můžete jako film prohlédnout na stránkách www.curaprox.com. Důležité: Neprotlačujte plastové párátko mezzizubním prostorem silou, může dojít k poranění.

SI Navodilo za uporabo

1. Medzobno ščetko približajte medzobnemu prostoru. Vrh ščetke usmerite poševno na dlesen, nato pa ščetko pod ustreznim kotom* previdno potisnite približno do sredine medzobnega prostora. (*Pozor! Kot je lahko pri vsakem medzobnem prostoru drugačen.)
2. Preden ščetko potisnete globlje v medzobni prostor, pomaknite držalo nekoliko proti dlesni.
3. Pod enakim kotom ščetko previdno potisnite skozi medzobni prostor – do konca – nato jo izvlecite. Končano! To navodilo si lahko ogledate tudi v filmskem prikazu na spletni strani www.curaprox.com. Pomembno: Izdelka v medzobni prostor nikoli nepotiskajte s silo, ker se lahko poškodujete.

PL Sposób użycia

1. Szczoteczkę przyłożyć do przestrzeni międzyzębowej końcówką skierowaną ukośnie do dziąsła. Ostrożnie wsunąć szczoteczkę do połowy pod odpowiednim kątem. (Kąt wsuwania zależy od wielkości przestrzeni międzyzębowej.)
2. Nie wsuwając głębiej szczoteczki skierować uchwyt lekko w stronę dziąsła.
3. Następnie ostrożnie i pod tym samym kątem wsunąć szczoteczkę głębiej i zaraz wysunąć. Gotowe! Polecamy obejrzenie instrukcji obsługi w formie krótkiego filmu na stronie www.curaprox.com. Ważne: Ze względu na niebezpieczeństwo skaleczenia dziąseł nie należy używać dużego nacisku.